


Anti-Grb14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14449

Artikelnummer: CM0025408



Einführung

GRB14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA Anwendungen. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für Insulin-Signalwegforschung und Rezeptor-Interaktionsstudien. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 61 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRB14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GRB14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2888
GenID	2888
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-180 von menschlichem GRB14 (NP_004481.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14449
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel