


Anti-Grb2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62993

Artikelnummer: CM0025884



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-GRB2-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt GRB2 von Mensch und Maus, ein zentrales Adapterprotein in Signalwegen. Ideal für die Erforschung von Zellsignalisierung, Immunität und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRB2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	ASH; Grb3-3; MST084; NCKAP2; MSTP084; EGFRBP-GRB2; GRB2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2885
Gen-ID	2885
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-217 von menschlichem GRB2 (NP_002077.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P62993
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel