

Anti-Grb7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14451

Artikelnummer: CM0029426



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches GRB7 gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Geeignet zur Untersuchung der GRB7-vermittelten Signalübertragung, Zellproliferation, Migration und der Dynamik von Stress-Granula in der Forschung und für IVD-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRB7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GRB7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2886
Gen-ID	2886
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-140 von menschlichem GRB7 (NP_001229372.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14451
Proteinmolekulargewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel