


Anti-Grem1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 060565

Artikelnummer: CM0015247



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GREM1 (Gremlin-1), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Forschung zu BMP-Antagonismus, Karzinogenese und Nierenorganogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GREM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DRM; HMP5; MPSH; PIG2; CRAC1; CRCS4; DAND2; HMP51; IHG-2; DUP15q; C15DUPq; GREMLIN; CKTSF1B1; GREM1
Spezies	Human
GeneID (Human)	26585
GeneID	26585
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 44-143 des humanen GREM1 (NP_001178252.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O60565
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eistasche