

Polyklonaler Anti-Grhl2-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Isb3

Artikelnummer: CM0018029



Einführung

Kaninchen-anti-GRHL2-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA; reagiert mit humanem GRHL2 und Ratten-GRHL2. Ziel ist der Transkriptionsfaktor GRHL2 (71 kDa), der für die Entwicklung des Epithels, die Neurulation und die Regulation von Tight Junctions entscheidend ist. Ideal für die Entwicklungs- und Epithelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRHL2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BOM, ECTDS, PPCD4, DFNA28, TFCP2L3, GRHL2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	79977
GeneID	79977
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 80-250 des humanen GRHL2 (NP_079191.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q6ISB3
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Kühlakku