

Anti-Grhpr-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa-Q9Ubq7

Artikelnummer: CM0024000



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen GRHPR gerichtet ist und für WB, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Glyoxylatstoffwechsels und der Enzymaktivität der Hydroxypyruvat-Reduktase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRHPR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PH2; GLXR; GLYD; GRHPR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9380
GenID	9380
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-328 von menschlichem GRHPR (NP_036335.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBQ7
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel