

Polyklonaler Anti-Gria3-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P42263

Artikelnummer: CM0016209

Einführung

GRIA3-Kaninchen-pAb ist ein im Kaninchen erzeugter polyklonaler Antikörper gegen humanes GRIA3, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Er erkennt humanes, Maus- und Ratten-GRIA3, einen 101 kDa schweren AMPA-selektiven Glutamatrezeptor, der an der erregenden synaptischen Übertragung beteiligt ist. Ideal für die neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	GRIA3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GLUR3; GLURC; GluA3; MRX94; MRXSW; GLUR-C; iGluR3; GLUR-K3; GRIA3
Art	Mensch
GenID	2892
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 200-490 des humanen GRIA3 (NP_000819.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42263
Proteingewicht	101 kDa
Versand	Kühlakku