


Anti-Grid1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9UlK0

Artikelnummer: CM0026807



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, der gegen humanes GRID1 (GluD1) gerichtet ist, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur synaptischen Organisation und Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GRID1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GluD1; GluD1-b; GRID1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2894
GenID	2894
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 880-1009 des menschlichen GRID1 (NP_060021.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9ULK0
Proteingewicht	112 kDa
Versand	Eisbeutel