

Anti-Grid2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43424

Artikelnummer: CM0021872



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes GRID2 (GluD2), geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der synaptischen Plastizität und der Kleinhirnfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRID2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GluD2; SCAR18; GRID2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2895
GenID	2895
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 900-1007 von humanem GRID2 (NP_001501.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43424
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel