

Polyklonaler Anti-Grik4-Antikörper Für Wb, Elisa - Q16099

Artikelnummer: CM0018236

Einführung

GRIK4-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Richtet sich gegen die Kainat-Rezeptor-Untereinheit GRIK4 (KA1) und eignet sich für die neurowissenschaftliche Forschung zur Glutamat-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRIK4-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	KA1; EAA1; GRIK; GluK4; GluK4-2; GRIK4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2900
GeneID	2900
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-220 des humanen GRIK4 (NP_055434.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16099
Proteingewicht	107 kDa
Versand	Kühlakku