


Anti-Grin2B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13224

Artikelnummer: CM0030460



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen GRIN2B (NMDAR2B). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung und Studien zu Ionenkanälen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRIN2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B; GRIN2B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2904
Gen-ID	2904
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1185-1484 von menschlichem GRIN2B (NP_000825.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13224
Proteinmasse	166 kDa
Versand	Eisbeutel