


Anti-Grin2D Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15399

Artikelnummer: CM0018245



Einführung

GRIN2D Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Human und Maus. Ideal für Neurowissenschaften zur Erforschung der NMDA-Rezeptor-Funktion und synaptischen Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GRIN2D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EB11; NR2D; DEE46; EIEE46; GluN2D; NMDAR2D; GRIN2D
Spezies	Human
GenID (Human)	2906
GenID	2906
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 330-480 von humanem GRIN2D (NP_000827.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O15399
Proteingewicht	144kDa
Versand	Eisbeutel