

Anti-Grina Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z429

Artikelnummer: CM0022993

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches GRINA (Protein Lifeguard 1), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-GRINA. Ideal für die Apoptose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRINA Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	LFG1; HNRGW; TMBIM3; NMDARA1; GRINA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2907
GenID	2907
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem GRINA (NP_000828.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z429
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eispackung