

Anti-Grip1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y3R0

Artikelnummer: CM0029309



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-anti-GRIP1-poliklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität bei Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung der Glutamatrezeptor-Gerüstbildung und der Assemblierung von neuronalen Signalkomplexen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GRIP; FRASRS3; GRIP1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	23426
GenID	23426
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 von menschlichem GRIP1 (NP_001171545.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y3R0
Proteingewicht	122 kDa
Versand	Eispackung