


Anti-Grk1-Polyklonalantikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15835

Artikelnummer: CM0026106



Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen humanes GRK1 (Rhodopsinkinase). Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA mit Reaktivität gegenüber Human, Maus und Ratte. Ideal für Phototransduktions- und Netzhautforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRK1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RK; RHOK; GPRK1; GRK1
Spezies	Human
GeneID (Human)	6011
GeneID	6011
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-160 von humanem GRK1 (NP_002920.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15835
Protein-Gewicht	64kDa
Versand	Eistüte