

Anti-Grk1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15835

Artikelnummer: CM0029103



Einführung

Anti-GRK1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und ratten-GRK1; Immunogen zielt auf N-terminale Region. Für Forschung in Seh- und Netzhautbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRK1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RK; RHOK; GPRK1; GRK1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6011
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-160 von humanem GRK1 enthält (NP_002920.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15835
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel