

Anti-Grk2 Monoklonaler Antikörper [Ko Validiert] Für Wb, If/Icc, Elisa - P25098

Artikelnummer: CM0011968



Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-GRK2 Antikörper, validiert für Knockout, geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur GPCR-Desensibilisierung und Beta-Arestin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] GRK2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BARK1, ADRBK1, BETA-ARK1, K2
Spezies	Mensch
GenID	156
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 590-689 von menschlichem GRK2 (P25098) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25098
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Eisbeutel