

Anti-Grk2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P25098

Artikelnummer: CM0022124



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches GRK2 (Beta-adrenerge Rezeptorkinase 1). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu GPCR-Signalgebung und Desensibilisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] GRK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	BARK1; ADRBK1; BETA-ARK1; K2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	156
Gen-ID	156
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 440-689 des menschlichen GRK2 (NP_001610.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25098
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Eisbeutel