

Anti-Grk3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35626

Artikelnummer: CM0010556

Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen GRK3 (BARK2). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegen humane Proteine. Unentbehrliches Werkzeug für die Erforschung der GPCR-Desensibilisierung und Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRK3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	BARK2; ADRBK2; GRK3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	157
GeneID	157
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P35626
Proteinmasse	80kDa
Versand	Eisbeutel