

Anti-Grk6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P43250

Artikelnummer: CM0028672



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GRK6 (66 kDa). Geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Verwendet in GPCR-Desensibilisierungsstudien. UniProt P43250.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRK6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GPRK6; GRK6
Spezies	Human
GeneID (Human)	2870
GeneID	2870
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 268-465 von humanem GRK6 (NP_001004106.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P43250
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel