

Anti-Grm1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13255

Artikelnummer: CM0017533



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GRM1 (Metabotroper Glutamatrezeptor 1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung zu synaptischer Plastizität und ZNS-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRM1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	MGLU1; SCA44; GPRC1A; MGLUR1; SCAR13; PPP1R85; GRM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2911
Gen-ID	2911
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 920-1140 von humanem GRM1 (NP_001264993.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13255
Proteingewicht	132 kDa
Versand	Eisbeutel