

Anti-Grm4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14833

Artikelnummer: CM0028801



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GRM4 (mGlu4, GPRC1D, MGLUR4). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an metabotropen Glutamatrezeptoren 4.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRM4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	mGlu4, GPRC1D, MGLUR4, GRM4
Spezies	Mensch
Gen-ID	2914
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 33-290 des humanen GRM4 (NP_000832.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14833
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel