

Anti-Grm5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P41594

Artikelnummer: CM0005792



Einführung

Hochspezifischer Anti-GRM5 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt menschlichen, murinen und rattigen metabotropen Glutamatrezeptor 5, einen Schlüssel-GPCR in der synaptischen Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRM5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	mGlu5, GPRC1E, MGLUR5, PPP1R86, GRM5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2915
Gen-ID	2915
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1100-1200 von menschlichem GRM5 (P41594) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P41594
Proteingewicht	132kDa
Versand	Eisbeutel