

Anti-Grm5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P41594

Artikelnummer: CM0024741



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen den humanen metabotropen Glutamatrezeptor 5 (GRM5/mGlu5). Validiert für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und Studien zur synaptischen Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	GRM5 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	mGlu5; GPRC1E; MGLUR5; PPP1R86; GRM5
Spezies	Human
GeneID	2915
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 870-1070 von humanem GRM5 (NP_001137303.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P41594
Protein-Gewicht	132kDa
Versand	Eistasche