


Anti-Grm8 Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 000222

Artikelnummer: CM0028162



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen metabotrope Glutamatrezeptor 8 (GRM8). Validiert für Western Blot und ELISA, reagiert mit humanem Material, detektiert ein ~102 kDa Protein. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRM8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GLUR8; mGlu8; GPRC1H; MGLUR8; GRM8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2918
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GRM8 entspricht (NP_000836.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O00222
Proteinmasse	102 kDa
Versand	Eisbeutel