


Anti-Gro Alpha Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P09341

Artikelnummer: CM0030458



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GRO alpha (CXCL1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Für Entzündungs- und Neutrophilen-Chemotaxis-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRO alpha Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FSP; GRO1; GROa; MGSA; NAP-3; SCYB1; MGSA-a; GRO alpha
Spezies	Human
GeneID (Human)	2919
GeneID	2919
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-107 von humanem GRO alpha entspricht (NP_001502.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P09341
Protein-Gewicht	11kDa
Versand	Eistasche