


Anti-Grp94 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14625

Artikelnummer: CM0025199



Einführung

Grp94 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (SWISS P14625), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes Endoplasmin, einen ER-Chaper-Chaperon, der an der Proteinfaltung und der Tumorummunologie beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Grp94 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ECGP, GP96, TRA1, GRP94, HEL35, HEL-S-125m, Grp94
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7184
Gen-ID	7184
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 501-750 von menschlichem Grp94 (NP_003290.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14625
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel