


Anti-Grpel1 Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hav7

Artikelnummer: CM0026261



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes GRPEL1 (mitochondriales GrpE-Homolog), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu mitochondrialem Proteinimport und Chaperonen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRPEL1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GrpE; HMGE; mt-GrpE#1; GRPEL1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	80273
GeneID	80273
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-217 von humanem GRPEL1 (NP_079472.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HAV7
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel