

Anti-Grpel2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Taa5

Artikelnummer: CM0024948

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GRPEL2 (Mt-GrpE#2), validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an mitochondrialer Proteintranslokation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRPEL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Mt-GrpE#2; GRPEL2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	134266
Gen-ID	134266
Immunogen	Rekombinantes Protein (Fusionsprotein, das den Aminosäuren 33-225 von humanem GRPEL2 entspricht, NP_689620.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TAA5
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel