


Anti-Grsf1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12849

Artikelnummer: CM0022777



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen G-rich sequence factor 1 (GRSF1) gerichtet ist, validiert in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte; essentiell für Studien zur mitochondrialen RNA-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRSF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GRSF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2926
GenID	2926
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem GRSF1 (NP_002083.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12849
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel