

Anti-Gsc Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P56915

Artikelnummer: CM0002014



Einführung

Anti-GSC Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Zielt auf Homeobox-Protein Goosecoid (P56915) in Mensch und Maus ab; ideal für Entwicklungsbiologie und Organogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSC Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	SAMS; GSC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	145258
GenID	145258
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 von menschlichem GSC (P56915) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P56915
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel