

Anti-Gsdma Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q96Qa5

Artikelnummer: CM0006413

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GSDMA (Gasdermin-A). Validiert für WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Pyroptose-Forschung und Studien zur epithelialen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSDMA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GSDM; FKSG9; GSDM1; GSDMA
Spezies	Mensch
GenelD (Mensch)	284110
GenelD	284110
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96QA5
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel