

Anti-Gsdmc Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byg8

Artikelnummer: CM0016185

Einführung

Hochwertiger kaninchen anti-GSDMC polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem GSDMC, einem 58 kDa großen porenbildenden Pyroptose-Protein. Geeignet für die Untersuchung von gasdermin-C-vermittelten Zelltodwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSDMC Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	MLZE; GSDMC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	56169
GenID	56169
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 des menschlichen GSDMC (NP_113603.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BYG8
Proteinmasse	58kDa
Versand	Eisbeutel