

Anti-Gsdmc3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Cb12

Artikelnummer: CM0023134

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-Gsdmc3, bestimmt für WB- und ELISA-Anwendungen. Gasdermin-C3 ist ein porenbildendes Protein, das nach Caspase-Spaltung Pyroptose auslöst und die Membranpermeabilisierung und den Zelltod ermöglicht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Gsdmc3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	9930109F21Rik; Gsdmc3
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	56169
Gen-ID	270328
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2-80 von Maus-Gsdmc3 (NP_899017.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8CB12
Protein-Gewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel