


Anti-Gsdmd (Gesamtlänge+C-Terminus) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P57764

Artikelnummer: CM0002808



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches GSDMD (Gesamtlänge und C-terminales Fragment) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen, ermöglicht die Erforschung von Pyroptose, Inflammasom und Zelltod.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSDMD (Gesamtlänge+C-Terminus) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DF5L, DFNA5L, FKSG10, GSDMDC1, GSDMD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79792
GenID	79792
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 346-484 von menschlichem GSDMD (NP_079012.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P57764
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel