


Anti-Gsdmd (Full Length+C Terminal) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9D8T2

Artikelnummer: CM0004086



Einführung

Anti-GSDMD (Full Length+C terminal)
Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA in Maus. Ideal zur Untersuchung von Pyroptose, Inflammasom-Signalisierung und Gasdermin-D-Porenbildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSDMD (Full Length+C terminal) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DF5L; M2-4; Dfna5l; GsdmD-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	79792
Gen-ID	69146
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9D8T2
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel