


Anti-Gsdmd (Vollständig + N-Terminal) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9D8T2

Artikelnummer: CM0015118



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen vollständiges und N-terminales GSDMD (Q9D8T2). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Pyroptose- und Inflammasom-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSDMD (vollständig + N-terminal) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DF5L; M2-4; Dfna5l; Gsdmd-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik; GSDMD (vollständig + N-terminal)
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	79792
Gen-ID	69146
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9D8T2
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Kühlakku