


Anti-Gsdmd-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P57764

Artikelnummer: CM0024620



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes GSDMD (Gasdermin-D) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Für Pyroptose-, Inflammasom- und angeborene Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSDMD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1; GSDMD
Spezies	Mensch
GenID	79792
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 346-484 von humanem GSDMD (NP_079012.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P57764
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel