

Anti-Gsdme (Gesamtlänge+N-Terminus) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60443

Artikelnummer: CM0026422



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen die Gesamtlänge und den N-terminalen Bereich des menschlichen GSDME (DFNA5/ICERE-1) gerichtet ist. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Pyroptose und Zelltod.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSDME (Gesamtlänge+N-Terminus) Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	DFNA5; ICERE-1; GSDME
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1687
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-270 von menschlichem GSDME (NP_004394.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60443
Proteinmasse	11 kDa/35 kDa/55 kDa
Versand	Kühlpack