


Anti-Gsk-3A/B Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P49840 / P49841

Artikelnummer: CM0004001



Einführung

Anti-GSK-3α/β Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Wnt-Signalgebung, der Glukose-Homöostase und der Alzheimer-Krankheitswege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSK-3α/β Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GSK3B; gsk-3β; GSK-3α/β
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2931/2932
GenID	2931/2932
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49840/P49841
Proteingewicht	46kDa/48kDa
Versand	Eisbeutel