

Anti-Gsk-3A/B Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P49840 / P49841

Artikelnummer: CM0021056



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes und murines GSK-3 α/β (P49840/P49841) für IHC-P und ELISA-Anwendungen. Nützlich für Studien zum Wnt-Signalweg, Glykogenstoffwechsel, Alzheimer-Krankheit und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSK-3 α/β Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; GSK-3 α/β
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2931/2932
Gen-ID	2931/2932
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49840/P49841
Proteinmasse	46 kDa/48 kDa
Versand	Eisbeutel