


Anti-Gsk3A Polyklonaler Antikörper Für Wb - P49840

Artikelnummer: CM0018784



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GSK3 α , validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der Wnt-Signalübertragung, Insulinresistenz und Alzheimer-Krankheit. ~51 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] GSK3 α Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSK3A; Glykogen-Synthase-Kinase-3 alpha; 3 α
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2931
Gen-ID	2931
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-483 von humanem GSK3 α (NP_063937.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49840
Protein-Gewicht	51kDa
Versand	Eistasche