


Anti-Gsk3A Kaninchen Monoklonaler Antikörper [Ko-Validiert] Für Wb, Ip, Elisa - P49840

Artikelnummer: CM0002880



Einführung

KO-validierter kaninchen monoklonaler Anti-GSK3 α -Antikörper für Western Blot, IP und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Für Wnt-Signalweg, Glukosestoffwechsel und Alzheimer-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] GSK3 α Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GSK3 alpha; GSK3A; 3 α
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2931
Gen-ID	2931
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GSK3 α (P49840) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49840
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel