


Anti-Gsk3A Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P49840

Artikelnummer: CM0016667



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen GSK3 α , validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Erforschung des Wnt-Signalwegs, Glykogenstoffwechsels und der Alzheimer-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSK3 α Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	GSK3 alpha; GSK3A; GSK3 α
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2931
Gen-ID	2931
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 409–483 von humanem GSK3 α (NP_063937.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49840
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel