


Anti-Gsk3B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P49841

Artikelnummer: CM0005589



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes GSK3 β für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Zielt auf Glykogen-Synthase-Kinase-3-beta; keine Kreuzreaktivitätsdaten verfügbar. Für die Forschung im Bereich Wnt-Signalweg, Stoffwechsel und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human GSK3 β mAk
Bemerkungen/Alias	GSK3B; Glykogen-Synthase-Kinase-3-beta; GSK3 β
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2932
GeneID	2932
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 321-420 von humanem GSK3 β (NP_001139628.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DF (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49841
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel