


Anti-Gsk3B Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Elisa - P49841

Artikelnummer: CM0005734



Einführung

Rekombinanter monoklonaler GSK3 β -Antikörper validiert für WB, IP, IF-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-GSK3 β . Geeignet für Studien zum Wnt-Signalweg, Insulinresistenz und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] GSK3 β Kaninchen mAb
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2932
Gen-ID	2932
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 321-420 des humanen GSK3 β entspricht (NP_001139628.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49841
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel