


Anti-Gsk3B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P49841

Artikelnummer: CM0028930



Einführung

Hochwertiger GSK3β Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB-, IF/ICC-, IP- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem, murinem und ratten GSK3β (47 kDa). Geeignet für die Forschung zu Wnt-Signalwegen, Insulinresistenz und Alzheimer-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSK3β Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSK3B; gsk-3β; GSK3β
Spezies	Human
GeneID (Human)	2932
Immunogen	Synthetisches Peptid (aa 320-420 von humanem GSK3β, NP_001139628.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49841
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eistasche