


Anti-Gspt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15170

Artikelnummer: CM0019817



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GSPT1 (ERF3A) für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-GSPT1. Relevant für Studien zur Translationsterminierung und nonsense-vermittelten mRNA-Zersetzung (NMD).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSPT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GST1; ETF3A; eRF3a; 551G9.2; GSPT1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2935
Gen-ID	2935
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 138-420 von humanem GSPT1 (NP_001123478.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15170
Proteingewicht	56kDa
Versand	Kühlakkutasche