

Anti-Gsr Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00390

Artikelnummer: CM0008205



Einführung

Hochleistungsfähiger Anti-GSR monoklonaler Antikörper aus Kaninchen, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit GSR von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Glutathionstoffwechsels, oxidativen Stresses und der Redoxbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSR Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	GR; GSRD; HEL-75; HEL-S-122m; GSR
Spezies	Mensch
Gen-ID	2936
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 423-522 des menschlichen GSR (P00390) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00390
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel