


Anti-Gst3/Gstp1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P09211

Artikelnummer: CM0003718



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches GSTP1 (GST3/GSTP1), validiert für WB, IHC-P, ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Detektiert eine ~23 kDa-Bande. Ideal für Forschung zu Entgiftung, Ferroptose und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GST3/GSTP1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	PI; DFN7; GST3; GSTP; FAEES3; HEL-S-22; GST3/GSTP1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2950
GenID	2950
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09211
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel